

## 1.1 MATERIALE CERVICO VAGINALE

### 1.1.1 Pap test convenzionale

Preparazione: consigliare alle pazienti di non utilizzare farmaci per via vaginale (candelette, ovuli, creme, lavande), eventuali terapie locali vanno sospese almeno 3 giorni prima dell'esecuzione del test;

È assolutamente sconsigliato l'uso del lubrificante, il lubrificante con la preparazione e la refertazione del Pap test.

- Utilizzare un unico vetrino con angoli smussati e banda sabbiata;
- Scrivere a matita nome, cognome e data di nascita della paziente sulla banda sabbiata;
- Strisciare il materiale sul vetrino in modo da avere uno strato il più possibile sottile, senza macroaggregati - il materiale deve essere strisciato sullo stesso lato sul quale è scritto: cognome, nome e data di nascita;
- Il vetrino deve essere subito fissato con citospray;
- Il vetrino deve essere posto in portavetrini idonei (eventualmente da richiedere a magazzino), si sconsiglia l'uso di portavetrini in cartone;
- Qualora venga utilizzato un unico portavetrini per più campioni le superfici dei vetrini non devono essere a contatto;
- Qualora l'accettazione non avvenga tramite sistema interfacciato (SynlabNet, è necessario compilare la scheda d'accettazione SCHEACC007 in tutte le sue parti

### SEGRETERIA

Tel: 02.4801.3784

Email: [info@unisalus.it](mailto:info@unisalus.it)